

Zakres producentów:

GE Dinamap oraz Dinamap Pro
Critikon Dinamap Plus
Datascope Passport
Welch-Allyn Spot LXi i 52000
Fukuda Dynascope
Colin Press-Mate
...oraz dodatkowe symulacje na zamówienie

Jednostki ciśnienia:

mmHg, mbar, kPa, inH₂O, cmH₂O

Ustawienia BP:

Skurczowe/rozkurczowe (mmHg)

Dorośli	Noworodki
255/195	150/100
200/150	120/80
150/100	100/65
120/80	80/50
100/65	60/30
80/50	35/15
60/30	

Symulacja BP:

Typ symulacji: oscylometryczna
Zakres częstości: 20 – 240 BPM
Dokładność: $\pm 0,25$ BPM w trybie synchronizacji
 ± 1 BPM w trybie niesynchronicznym
Amplituda: od 0 do 2 ml
1,25 mmHg do mankieta 500 ml
Zakres amplitudy: 0 – 150%
Dokładność amplitudy: lepsza niż 0,5%
Ustawienia automatyczne: nieograniczone, definiowane przez użytkownika

Przesunięcie zakresu:

± 50 mmHg maksymalnie
Minimalna wartość rozkurczowa: 15 mmHg
Maksymalna wartość skurczowa: 275 mmHg

Manometr:

Zakres ciśnienia: od 0,0 do 400,0 mmHg
Dokładność: $\pm 0,5$ mmHg
Rozdzielczość: 0,1 mmHg

Źródło regulowanego ciśnienia:

Zakres ciśnienia: od 10,0 do 400,0 mmHg
Dokładność: $\pm 0,5$ mmHg
Rozdzielczość: 0,1 mmHg

Test szczelności:

Automatyczne/ręczne pompowanie
Automatyczny licznik czasu
Czas testu szczelności: 30–600 sekund (ustalany przez użytkownika)
Docelowe ciśnienie: od 20 do 400 mmHg
Zakres: od 0 do 200 mmHg/min
Ustawienia wstępne definiowane przez użytkownika: 12
Automatyczne ustawienia definiowane przez użytkownika: nieograniczone

Test nadciśnienia:

Automatyczne/ręczne pompowanie
Zakres: od 20 do 400 mmHg
Czas zwolnienia: od 1 do 999 sek.
Ustawienia wstępne definiowane przez użytkownika: 12
Automatyczne ustawienia definiowane przez użytkownika: nieograniczone

Standardowe funkcje / akcesoria:

- Autosekwencje
- Nielimitowane ustawienia definiowane przez użytkownika
- Baza zasilająca i wyświetlacz vPad-A1
- Uniwersalny zestaw adapterów do przewodów

Komunikacja / Interfejs użytkownika:

przez bazę vPad-A1
Tablet z Androidem 5"
Dotykowy interfejs użytkownika
Tryb przewodowy (USB) lub Bluetooth
WiFi
Pamięć 16 GB
Podwójny XBUS do automatyzacji testów Datrend

Zasilanie:

Zewnętrzny zasilacz sieciowy
Wbudowane akumulatory Li-Ion z możliwością ładowania
(ponad 200 symulacji na pełnym ładowaniu)

Wymiary:

98 mm x 275 mm x 97 mm (3,87" x 10,82" x 3,80")
Jednostka BP (z bazą A1)

Waga:

1080 g (2,38 lb) jednostka BP (z bazą A1), 200 g
(0,44 lb) bezprzewodowy interfejs tabletowy

Środowisko:

15°C do 40°C, wilgotność 10% do 90%
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, Kategoria II

W celu uzyskania informacji o dostępności innych tabel kalibracyjnych prosimy o kontakt z fabryką lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.datrend.com, gdzie znajdują Państwo aktualizacje

Wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.